

Anticorpo Policlonale Anti-Dag1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14118

Numero articolo: CM0016072



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DAG1 umano (Dystroglycan 1), convalidato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Adatto per studi sulla segnalazione del complesso dystroglycan, sulla matrice extracellulare e sui recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DAG1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	A3a; DAG; AGRNR; 156DAG; MDDGA9; MDDGC7; MDDGC9; LGMDR16; DAG1
Specie	Umano
ID Gene	1605
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 776-895 di DAG1 umano (NP_001171108.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q14118
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio