


Anticorpo Monoclonale Anti-Dao Per Wb, Elisa - P14920

Numero articolo: CM0005933



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'ossidasi D-amminoacidica (DAO) umana, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare il metabolismo degli D-amminoacidi e le vie neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DAO Rabbit mAb
Note/Alias	DAAO; OXDA; DAMOX; DAO
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1610
GeneID	1610
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della DAO umana (NP_001908.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P14920
Peso Molecolare Proteina	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio