

Anticorpo Policlonale Anti-Dao Coniglio Per Wb, If, Elisa - P14920

Numero articolo: CM0025822



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'amminoacido ossidasi D (DAO) umano. Validato per applicazioni WB, IF ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo, le neuroscienze e lo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DAO Rabbit pAb
Note/Alias	DAAO; OXDA; DAMOX; DAO
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1610
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-347 del DAO umano (NP_001908.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14920
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio