

Anticorpo Monoclonale Anti-Dap Kinase 1 (Dapk1) Per Wb E Elisa - P53355

Numero articolo: CM0002464



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting ai residui 250-350 della DAP Kinase 1 (DAPK1). Adatto per WB e ELISA; cross-reagisce con umano e topo. Per la ricerca su apoptosi, autofagia e segnalazione della sopravvivenza cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DAP Kinase 1 (DAPK1) Rabbit mAb
Note/Alias	DAPK, ROC3, DAP Kinase 1 (DAPK1)
Specie	Umano
Gene ID	1612
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo
SWISS	P53355
Peso Proteico	160kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio