

Anticorpo Policlonale Anti-Dap Kinase 1 (Dapk1) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P53355

Numero articolo: CM0027435



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al DAP Kinase 1 (DAPK1) umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DAP Kinase 1 (DAPK1) Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DAPK; ROCO3; DAP Kinase 1 (DAPK1)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1612
ID Gene	1612
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1141-1430 del DAP Kinase 1 (DAPK1) umano (NP_004929.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P53355
Peso proteico	160kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio