


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dap3 Per Wb, Elisa - P51398

Numero articolo: CM0025719



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro DAP3 umano (MRPS29), convalidato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per ricerche sulla biologia mitocondriale e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DAP3 Rabbit pAb
Note/Alias	DAP-3; S29mt; MRPS29; MRP-S29; bMRP-10; DAP3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7818
Gene ID	7818
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 159-398 di DAP3 umano (NP_387506.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51398
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio