


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dapk3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43293

Numero articolo: CM0013285



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce DAPK3 (ZIPK/DLK). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Supporta la ricerca su apoptosi, autofagia e dinamica dell'actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio Anti-DAPK3
Note/Alias	DLK; ZIP; ZIPK; DAPK3
Specie	Umano
GeneID (umano)	1613
GeneID	1613
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di DAPK3 umano (NP_001339.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43293
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio