

Anticorpo Policlonale Anti-Dapp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Un19

Numero articolo: CM0013035



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DAPP1 umano (BAM32), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione del recettore delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DAPP1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	BAM32; DAPP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27071
GeneID	27071
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-273 di DAPP1 umano (NP_055210.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UN19
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio