

## Anticorpo Monoclonale Anti-Darpp32 Per Wb, If/Icc, If-F, Elisa - Q9Ud71

Numero articolo: CM0007325

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DARPP32 convalidato per WB, IF/ICC, IF-F ed ELISA. Rileva DARPP32 in umano, topo e ratto, ideale per studi sulla segnalazione dopaminergica e sull'inibizione di PP1.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                  |
|-----------------------|-------------------------|
| Nome Prodotto         | DARPP32 Rabbit mAb      |
| Note/Alias            | DARPP32; DARPP-32       |
| Specie                | Umano                   |
| ID Gene (Umano)       | 84152                   |
| ID Gene               | 84152                   |
| Immunogeno            | Peptide sintetico       |
| Sorgente              | Coniglio                |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali   |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, IF-F, ELISA |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto      |
| SWISS                 | Q9UD71                  |
| Peso Proteico         | 23 kDa                  |
| Spedizione            | Borsa refrigerante      |