

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Darpp32 Per Wb, Elisa - Q9Ud71

Numero articolo: CM0008237

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante che riconosce DARPP32 umano (PPP1R1B, DARPP-32). Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Uno strumento chiave per studiare l'inibizione della fosfatasi proteica 1 regolata da dopamina/cAMP e le vie di segnalazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio Anti-DARPP32
Note/Alias	DARPP32; DARPP-32
Specie	Umano
GeneID (umano)	84152
GeneID	84152
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UD71
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio