

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Darpp32 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ud71

Numero articolo: CM0024652

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro DARPP32 umano (PPP1R1B), un inibitore della fosfoproteina neuronale regolato da dopamina e cAMP di PP1. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. banda prevista ~23 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DARPP32 Coniglio pAb
Note/Alias	DARPP32; DARPP-32
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	84152
Gene ID	84152
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-116 di DARPP32 umano (NP_115568.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UD71
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio