

Anticorpo Policlonale Anti-Dars2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Pi48

Numero articolo: CM0030223



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'aspartil-tRNA sintetasi mitocondriale. Adatto per Western blot, IHC-P e ELISA su campioni umani e murini. Utile per la ricerca sulla traduzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DARS2 Rabbit pAb
Note/Alias	LBSL; ASPRS; mtAsPRS; MT-ASPRS; DARS2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	55157
GeneID	55157
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q6Pi48
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio