

Anticorpo Monoclonale Anti-Daxx Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Uer7

Numero articolo: CM0003119



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-Daxx validato per campioni umani in WB ed ELISA. Bersaglia la proteina 6 associata al dominio di morte, un corepressore della trascrizione e chaperone degli istoni coinvolto nell'apoptosi e nel rimodellamento della cromatina. SWISS: Q9UER7.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Daxx di Coniglio
Note/Alias	DAP6; EAP1; BING2; SMIM40; Daxx
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1616
GeneID	1616
Immunogeno	Peptide Sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di Daxx umano (Q9UER7))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UER7
Peso Proteico	81kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio