

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Daxx Per Wb E Elisa - Q9Uer7

Numero articolo: CM0023141



introduzione

Questo anticorpo policlonale coniglio anti-Daxx rileva la Daxx umana e murina, la proteina 6 associata al dominio di morte. Convalidato per WB e ELISA, è adatto per la ricerca sulla regolazione trascrizionale, l'apoptosi, il rimodellamento della cromatina e l'infezione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Daxx Rabbit pAb
Note/Alias	DAP6; EAP1; BING2; SMIM40; Daxx
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1616
GeneID	1616
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 175-400 della Daxx umana (NP_001135441.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina
SWISS	Q9UER7
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio