

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Dazap1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ep5

Numero articolo: CM0003127



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-DAZAP1 convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce DAZAP1 umano, murino e ratto. Ideale per la biologia riproduttiva e la ricerca sulla spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DAZAP1 mAb coniglio
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	26528
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aminoacidi 265-407 di DAZAP1 umano (Q96EP5)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q96EP5
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio