

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dazap2 Per Wb Ed Elisa - Q15038

Numero articolo: CM0017925

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DAZAP2 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studiare la degradazione di HIPK2, la risposta al danno al DNA e la segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	DAZAP2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PRTB; DAZAP2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9802
ID Gene	9802
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-168 di DAZAP2 umano (NP_055579.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
Accessione UniProt	Q15038
Peso Molecolare Previsto	17kDa
Condizioni di Spedizione	Sacca di ghiaccio