

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dazl Per Wb, Elisa - Q92904

Numero articolo: CM0012982

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DAZL umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con l'uomo e il topo. DAZL è una proteina legante l'RNA essenziale per la gametogenesi, quindi questo anticorpo è ideale per la ricerca in biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DAZL Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DAZH; DAZL1; DAZLA; SPGYLA; DAZL
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1618
GeneID	1618
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 186-295 di DAZL umano (NP_001342.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q92904
Peso della proteina	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio