

Anti-Dbf4 Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, Elisa - Q9Ubu7

Numero articolo: CM0002257



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-DBF4 di alta qualità per Western blot e ELISA. Mirato al DBF4 umano (Q9UBU7), una subunità regolatrice chiave della chinasi CDC7 coinvolta nella replicazione del DNA e nella progressione della fase S. Adatto per la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DBF4 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	ASK; CHIF; DBF4A; ZDBF1; DBF4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10926
Gene ID	10926
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del DBF4 umano (Q9UBU7).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9UBU7
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio