


Anticorpo Policlonale Anti-Dbh Per Wb, Ihc-P, Elisa - P09172

Numero articolo: CM0018626



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DBH validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con la dopamina beta-idrossilasi umana, murina e di ratto. Ideale per gli studi sulla biosintesi dei neurotrasmettitori. Spedito in borsa refrigerante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DBH Rabbit pAb
Note/alias	DBM, ORTHYP1, DBH
Specie	Umana
GeneID (umana)	1621
GeneID	1621
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 388-617 della DBH umana (NP_000778.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, di ratto
SWISS	P09172
Peso della proteina	69 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante