


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dbh Per Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P09172

Numero articolo: CM0010758



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro DBH umano, validato per WB, IP, IF, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo e topo. Per la ricerca sulla biosintesi dei neurotrasmettitori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DBH Rabbit mAb
Note/Alias	DBM; ORTHYP1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1621
ID gene	1621
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 388-617 di DBH umano (NP_000778.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P09172
Peso molecolare proteico	69 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio