


Anticorpo Policlonale Anti-Dbi Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P07108

Numero articolo: CM0016664



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il DBI umano (ACBD1, EP) validato per WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca nel campo del metabolismo e delle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DBI Rabbit pAb
Note/Alias	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1622
GeneID	1622
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-104 del DBI umano (NP_001171513.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P07108
Peso proteico	10-12 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio