


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dbi Per Wb E Elisa - P07108

Numero articolo: CM0005272



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DBI umano (ACBP) validato per Western blot e ELISA. Rileva una banda di 10-12 kDa, adatto per lo studio del metabolismo degli acil-CoA e della modulazione del recettore GABAA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DBI Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
Specie	Umano
GeneID	1622
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-104 del DBI umano. (NP_001171513.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P07108
Peso proteico	10-12 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio