

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Dbi Per Wb, If, Ihc, Elisa - P31786

Numero articolo: CM0027073

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro DBI (proteina legante l'acil-CoA/inibitore legante il diazepam) di topo, validato per WB, IF, IHC e ELISA. Rileva la DBI endogena in tessuti di topo e ratto. Ideale per lo studio del trasporto lipidico e della modulazione dei recettori GABA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	DBI Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	EP; Acbp; ACBD1; endozepina
Specie	Topo
ID Gene (Uomo)	1622
ID Gene (Topo)	13167
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-87 della DBI di topo (NP_031856.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P31786
Peso Proteico	10-12 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio