


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dbi Per Wb, Ip, Elisa - P07108

Numero articolo: CM0026543



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta affinità contro l'inibitore del legame del diazepam umano (DBI/ACBP), validato per WB, IP ed ELISA; rileva una banda di 10-12 kDa; reagisce in modo incrociato con DBI umano; adatto per la ricerca sul metabolismo lipidico, sulla segnalazione dei neuropeptidi e sul trasporto intracellulare di acil-CoA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DBI Rabbit pAb
Note/Alias	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1622
GeneID	1622
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-104 di DBI umano (NP_001171513.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P07108
Peso Proteico	10-12 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio