


Anti-Dbi Rabbit Polymab® Per Wb, Ihc-P, Elisa - P07108 / P31786

Numero articolo: CM0012619



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-DBI (PolymAb®) validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla proteina legante acil-CoA/inibitore del legame del diazepam nel metabolismo e nella neurologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validated] DBI Rabbit PolymAb®
Note/Alias	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; endozepine
Specie	Umano/Topo
GeneID (Umano)	1622
GeneID	1622/13167
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07108/P31786
Peso Proteico	10-12 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio