


## Anticorpo Policlonale Anti-Dbnl Per Wb, Elisa - Q9Uju6

Numero articolo: CM0016138



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al DBNL umano (HIP-55, SH3P7), validato per WB ed ELISA; reattività crociata con topo e ratto. DBNL è coinvolto nella riorganizzazione del citoscheletro di actina, nell'endocitosi e nell'attivazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | DBNL Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Osservazioni/Alias  | ABP1; HIP55; SH3P7; HIP-55; DBNL                                                                                                |
| Specie              | Umano                                                                                                                           |
| GeneID (Umano)      | 28988                                                                                                                           |
| GeneID              | 28988                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 131-430 del DBNL umano (NP_001014436.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                             |
| SWISS               | Q9UJU6                                                                                                                          |
| Peso proteico       | 48kDa                                                                                                                           |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                              |