

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dbp Per Wb E Elisa - Q10586

Numero articolo: CM0017264

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro DBP umano (proteina legante il sito D) per applicazioni Western blot e ELISA. Rileva un fattore di trascrizione nucleare di 34 kDa coinvolto nella regolazione del ritmo circadiano. Adatto per uso nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DBP Rabbit pAb
Note/Alias	DABP; taxREB302; DBP
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1628
Gene ID	1628
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-325 del DBP umano (NP_001343.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q10586
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio