


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Dbt Per Wb, Ihc-P, Ip - P11182

Numero articolo: CM0007620



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato a DBT (complesso deidrogenasi alfa-chetoacido a catena ramificata E2). Validato per WB, IHC-P, IP ed ELISA con reattività crociata umana, del mouse e del ratto. Adatto per la ricerca mitocondriale e gli studi sulla MSUD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	[KD Validated] DBT Rabbit mAb
Note/Alias	E2; E2B; BCATE2; BCKADE2; BCKAD-E2; BCKDH-E2; BCOADC-E2; [KD Validated] DBT
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1629
Gene ID	1629
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 62-247 di DBT (NP_001909.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P11182
Peso proteico	53 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio