


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dbt Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11182

Numero articolo: CM0022384



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DBT per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Bersaglia il componente E2 della BCKDH; utile per la ricerca sul catabolismo degli aminoacidi a catena ramificata e sulla MSUD. P11182.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio DBT
Note/Alias	E2; E2B; BCATE2; BCKADE2; BCKAD-E2; BCKDH-E2; BCOADC-E2; DBT
Specie	Umano
ID Gene	1629
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 11-247 di DBT umano (NP_001909.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11182
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio