


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Dc-Signr/Cd299 Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q9H2X3

Numero articolo: CM0006285



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro DC-SIGNR/CD299 (CLEC4M, L-SIGN) umano. Validato per WB, IF/ICC, FC, ELISA. Rileva una banda di ~24-45 kDa. Recettore di riconoscimento patogeno coinvolto nell'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DC-SIGNR/CD299 Rabbit mAb
Note / Alias	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR; CD299/DC-SIGNR
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10332
ID gene	10332
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 71-399 di DC-SIGNR/CD299 umano (NP_055072.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reazione crociata	Uomo
SWISS	Q9H2X3
Peso proteico	24-45KDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio