

Anticorpo Policlonale Anti-Dcaf12 Per Wb Ed Elisa - Q5T6F0

Numero articolo: CM0019974



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DCAF12 umano (fattore associato a DDB1 e CUL4 12), validato per Western blot ed ELISA. Riconosce il DCAF12 umano e di ratto, adatto per la ricerca sull'ubiquitinazione e sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DCAF12 Rabbit pAb
Note/Alias	CT102; TCC52; WDR40A; KIAA1892; DCAF12
Specie	Umano
GeneID (umano)	25853
GeneID	25853
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-85 del DCAF12 umano (NP_056212.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q5T6F0
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio