


## Anticorpo Policlonale Anti-Dcaf13 Per Wb, Elisa - Q9Nv06

Numero articolo: CM0013503



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DCAF13 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Immunogeno ricombinante (aa 298-597). Adatto alla ricerca sulla biogenesi dei ribosomi, l'ubiquitinazione e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | DCAF13 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Note/alias          | GM83; Sof1; WDSOF1; HSPC064; DCAF13                                                                                            |
| Specie              | Uomo                                                                                                                           |
| GeneID (umano)      | 25879                                                                                                                          |
| GeneID              | 25879                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 298-597 di DCAF13 umano (NP_056235.4) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                              |
| SWISS               | Q9NV06                                                                                                                         |
| Peso della proteina | 51 kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Sacchetto refrigerante                                                                                                         |