

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dcaf17 Per Wb, Elisa - Q5H9S7

Numero articolo: CM0022974

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DCAF17 (C2orf37, C20orf37), un recettore del substrato per la ligasi E3 dell'ubiquitina CUL4-DDB1. Validato per WB ed ELISA, reagisce con campioni umani e di ratto. Ideale per la ricerca sull'ubiquitinazione e sulle patologie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DCAF17 Rabbit pAb
Note/alias	C2orf37; C20orf37; DCAF17
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	80067
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 235-335 di DCAF17 umano (NP_079276.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q5H9S7
Peso della proteina	59 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante