

Anticorpo Policlonale Anti-Dcaf7 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61962

Numero articolo: CM0028889

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia DCAF7 umano (fattore 7 associato a DDB1 e CUL4). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca in biologia dello sviluppo e sulle ubiquitina ligasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	DCAF7 Rabbit pAb
Note / Alias	AN11, HAN11, WDR68, SWAN-1, DCAF7
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10238
GeneID	10238
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 1-342 di DCAF7 umano (NP_005819.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P61962
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio