

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dcaf7 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P61962

Numero articolo: CM0011292

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DCAF7 ad alta specificità, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con DCAF7 umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sullo sviluppo craniofacciale e sulla via dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb DCAF7 di coniglio                                                                                                              |
| Note/Alias          | AN11; HAN11; WDR68; SWAN-1; DCAF7                                                                                                  |
| Specie              | Umano                                                                                                                              |
| GeneID (umano)      | 10238                                                                                                                              |
| GeneID              | 10238                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di DCAF7 umano (P61962). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                   |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                                 |
| SWISS               | P61962                                                                                                                             |
| Peso della proteina | 39 kDa                                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                 |