

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dcaf7 Per Wb, If/Icc, Elisa - P61962

Numero articolo: CM0017790

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DCAF7, noto anche come WDR68, per l'uso in Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Validato in campioni umani e murini. Proteina da 39 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	DCAF7 pAb di coniglio
Note/Alias	AN11; HAN11; WDR68; SWAN-1; DCAF7
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10238
GeneID	10238
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-342 di DCAF7 umano (NP_005819.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P61962
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante