


Anticorpo Policlonale Anti-Dcamkl1/Dclk1 Per Wb, If-P, Elisa - O15075

Numero articolo: CM0029405



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per DCAMKL1/DCLK1 (amminoacidi 590-740). Validato per WB, IF-P ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Solo per uso di ricerca per lo studio della migrazione neuronale e delle vie di segnalazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DCAMKL1/DCLK1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CL1; DCLK; CLICK1; DCDC3A; DCAMKL1; DCAMKL1/DCLK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9201
GeneID	9201
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 590-740 di DCAMKL1/DCLK1 (NP_001317000.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O15075
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio