

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dcamkl1/Dclk1 Per Wb, Elisa - O15075

Numero articolo: CM0011902



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la DCAMKL1/DCLK1 umana (serina/treonina-protein chinasi), validato per Western blotting e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca in neuroscienza sulla migrazione neuronale e lo sviluppo cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DCAMKL1/DCLK1 Rabbit mAb
Note/Alias	CL1; DCLK; CLICK1; DCDC3A; DCAMKL1; DCAMKL1/DCLK1
Specie	Umana
GeneID	9201 (Umana)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 600-700 della DCAMKL1/DCLK1 umana (O15075)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O15075
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio