


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dck Per Wb, Ihc-P, Elisa - P27707

Numero articolo: CM0007635



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio accurato contro la DCK umana (deossicitidina chinasi), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Essenziale per la ricerca sulla fosforilazione degli analoghi nucleosidici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DCK mAb di coniglio [validato KD]
Note/Alias	DCK; DCK [validato KD]
Specie	Umana
GeneID (umana)	1633
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 della DCK umana (NP_000779.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, di ratto
SWISS	P27707
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante