


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dck Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27707

Numero articolo: CM0023671



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la desossicitidina chinasi umana (DCK) per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Validato su campioni umani, di topo e ratto; ideale per studi sul cancro e sull'attivazione di farmaci antivirali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DCK Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DCK
Specie	Uomo
GeneID (Umano)	1633
GeneID	1633
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 della DCK umana (NP_000779.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P27707
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio