


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dclre1C Per Wb, Elisa - Q96Sd1

Numero articolo: CM0026487



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DCLRE1C (Artemis) umano per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della riparazione del DNA, della ricombinazione V(D)J e delle malattie da immunodeficienza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DCLRE1C Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SCIDA, SNM1C, A-SCID, RS-SCID, DCLREC1C, DCLRE1C
Specie	Umano
ID Gene	64421
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di DCLRE1C umano (NP_001029027.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96SD1
Peso Proteico	78kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio