

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dcn (Decorin) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07585

Numero articolo: CM0018111

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro DCN/Decorin umano (P07585), convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla matrice extracellulare e sulla fibrillogenasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DCN Rabbit pAb
Note / Alias	CSCD; PG40; PGII; PGS2; DSPG2; SLRR1B; DCN
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1634
ID gene	1634
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 31-359 della proteina DCN umana (NP_001911.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P07585
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio