


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Dcp1A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Npi6

Numero articolo: CM0011237



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-DCP1A di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano e topo. Adatto per la ricerca sulla decappaggiamento dell'mRNA e sul decadimento dell'mRNA mediato da nonsense.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DCP1A Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	SMIF, SMAD4IP1, HSA275986, Nbla00360, DCP1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55802
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 483-582 di DCP1A umana (Q9NPI6).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9NPI6
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio