


Anti-Dcp1A Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q9Npi6

Numero articolo: CM0029338



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DCP1A umano (SMIF), adatto per Western blot e ELISA. Cross-reattività con umano, topo e ratto. Ideale per ricerche sul decadimento dell'mRNA e sulla segnalazione TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DCP1A Coniglio pAb
Note/Alias	SMIF; SMAD4IP1; HSA275986; Nbla00360; DCP1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55802
GeneID	55802
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 303-582 di DCP1A umano (NP_060873.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NPI6
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio