

Anticorpo Policlonale Anti-Dcp1B Per Wb, Elisa - Q8Izd4

Numero articolo: CM0019266

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DCP1B umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e ratto. Ideale per studiare i meccanismi di decapping dell'mRNA e il decadimento mediato da nonsense.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DCP1B Rabbit pAb
Note/Alias	DCP1; DCP1B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	196513
GeneID	196513
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 386-617 di DCP1B umano (NP_689853.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q8IZD4
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio