

Anticorpo Policlonale Anti-Dcp2 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q8lu60

Numero articolo: CM0029779



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a DCP2 (NUDT20), convalidato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. DCP2 è un enzima di decapping dell'mRNA coinvolto nel turnover dell'mRNA e nel degrado mediato da nonsense. Ideale per lo studio della regolazione post-trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DCP2 Rabbit pAb
Note/Alias	NUDT20; DCP2
Specie	Umano
Gene ID	167227
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di DCP2 umana (NP_001229306.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IU60
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio