

Anticorpo Policlonale Anti-Dcps Per Wb, Elisa - Q96C86

Numero articolo: CM0013629



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DCPS umano (disfosfatasi m7GpppX). Adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Rileva una banda di ~39 kDa. Essenziale per la ricerca sul decadimento e lo splicing dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale DCPS di Coniglio
Note/Alias	ARS; DCS1; HSL1; HINT5; HINT-5; HSPC015; DCPS
Specie	Umano
GeneID	28960
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di DCPS umano (NP_054745.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q96C86
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio