

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Dcr1/Cd263 Per Wb, Elisa - O14798

Numero articolo: CM0007522

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro DcR1/CD263 umano (TRAIL-R3, TNFRSF10C), validato per Western blot e ELISA. Questo recettore decoy compete per il legame con TRAIL per inibire l'apoptosi. Reagisce con l'umano, 27kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DcR1/CD263 Rabbit mAb
Note/Alias	LIT; DCR1; TRID; CD263; TRAILR3; TRAIL-R3; DCR1-TNFR; DcR1 / CD263
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8794
GeneID	8794
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-230 di DcR1 / CD263 umano (NP_003832.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14798
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio