

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dcr1/Cd263 Per Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - O14798

Numero articolo: CM0005773

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro Dcr1/CD263 umano (TNFRSF10C, TRAIL-R3) per applicazioni WB, IHC-P, FC ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sulla segnalazione di TRAIL. Materia prima affidabile per lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio Dcr1/CD263
Note/Alias	TNFRSF10C; CD263; DCR1; DCR1-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; Recettore superfamiglia TNF membro 10c; Dcr1/CD263
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8794
GeneID	8794
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-235 di Dcr1/CD263 umano (NP_003832.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14798
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio