

Anticorpo Monoclonale Anti-Dcr2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubn6

Numero articolo: CM0009570

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DCR2 di alta qualità validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della segnalazione del recettore TRAIL e della ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio DCR2
Note/Alias	DCR2; CD264; TRUND; TRAILR4; TRAIL-R4
Specie	Umano
ID Gene	8793
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 287-386 di DCR2 umano (Q9UBN6).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBN6
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio